

## HDP 6, HDP 12


**HDP 6**
**HDP 12**

Número de artículo	B00696810	B00696811
Cantidad por embalaje	1	
Anchura (en cm)	48.00	
Profundidad (en cm)	51.00	
Altura (en cm)	76.50	
Controlador	Nein	
Potencia consumida (en W)	1500	
Corriente consumida (en A)	8	
Programas	25	
Sitios para muestras	6	12
Tamaño del recipiente de cristal (en ml)	250	
Calefactor	Infrarotheizung mit Magnetrührer	
Rango de temperatura máx. (en °C)	430	