

KEX 100, KEX 100 F



KEX 100

KEX 100 F

	KEX 100	KEX 100 F
Número de artículo	B00217708	B00217710
Cantidad por embalaje		1
Anchura (en cm)		23.00
Profundidad (en cm)		33.00
Altura (en cm)		80.00
Peso (en kg)		7.50
Controlador		Nein
Potencia consumida (en W)		450
Corriente consumida (en A)		3
Sítios para muestras		1
Capacidad (en ml)		250.00
Tamaño del matraz (en ml)		250
Tamaño del extractor (en ml)		100