

KEX 30, KEX 30 F



KEX 30

KEX 30 F

	KEX 30	KEX 30 F
Número de artículo	B00217706	B00217738
Cantidad por embalaje	1	
Anchura (en cm)	23.00	
Profundidad (en cm)	33.00	
Altura (en cm)	71.50	
Peso (en kg)	7.50	
Controlador	Nein	
Potencia consumida (en W)	450	
Corriente consumida (en A)	3/6	
Sitios para muestras	1	
Capacidad (en ml)	100.00	
Tamaño del matraz (en ml)	100	
Tamaño del extractor (en ml)	30	