

**behr**

Labor-Technik

## KEX 500-TK, KEX 500 F/TK



	KEX 500-TK	KEX 500 F/TK
Número de artículo	B00722666	B00722647
Cantidad por embalaje		1
Anchura (en cm)		23.00
Profundidad (en cm)		33.00
Altura (en cm)		80.00
Peso (en kg)		7.50
Controlador		Nein
Potencia consumida (en W)		350
Corriente consumida (en A)		3
Sitios para muestras		1
Capacidad (en ml)		1,000.00
Tamaño del matraz (en ml)		1000
Tamaño del extractor (en ml)		500