

behr

Labor-Technik

R 104 T-SK, R 106 T-SK



R 104 T-SK

R 106 T-SK

	R 104 T-SK	R 106 T-SK
Número de artículo	B00707366	B00707715
Cantidad por embalaje	1	
Anchura (en cm)	53.00	
Profundidad (en cm)	32.00	
Altura (en cm)	74.00	
Peso (en kg)	22.00	
Controlador	Nein	
Potencia consumida (en W)	1500	
Corriente consumida (en A)	7	
Sitios para muestras	4	6
Capacidad (en ml)	250.00	
Tamaño del matraz (en ml)	250	
Tamaño del extractor (en ml)	100	