

R 108 S, R 108 S-FB



R 108 S

R 108 S-FB

	R 108 S	R 108 S-FB
Número de artículo	B00441134	B00713792
Cantidad por embalaje		1
Anchura (en cm)		90.00
Profundidad (en cm)		32.00
Altura (en cm)		74.00
Peso (en kg)		25.00
Potencia consumida (en W)		3000
Corriente consumida (en A)		13
Sitios para muestras		8
Capacidad (en ml)		250.00
Tamaño del matraz (en ml)		250
Tamaño del extractor (en ml)		100
Controlador	Nein	