

behr

Labor-Technik

R 604, R 604 S



R 604



R 604 S

	R 604	R 604 S
Número de artículo	B00218453	B00218455
Cantidad por embalaje		1
Anchura (en cm)		53.00
Profundidad (en cm)		32.00
Altura (en cm)		74.00
Peso (en kg)		15.00
Controlador		Nein
Potencia consumida (en W)		1500
Corriente consumida (en A)		7
Sitios para muestras		4
Capacidad (en ml)		250.00
Tamaño del matraz (en ml)		250
Tamaño del extractor (en ml)		60